


ECO BLEACH

DESINFECTANTE BASE CLORO



EN UNA TABLA DE
PICAR EXISTEN
200 VECES
más bacterias que en
un asiento de WC

EN UN TRAPO DE COCINA
SE ALMACENAN MÁS DE
10 millones
de bacterias por cm^2

- Fórmula de alto rendimiento adicionada con blanqueador óptico.
- Elimina el 99.9% de gérmenes en superficies y trapos.
- Aclara y remueve manchas de utensilios, equipos y superficies.
- Biodegradable.



ECO BLEACH

DESINFECTANTE BASE CLORO

Blanquea y sanitiza en cada tarea de limpieza.

Elimina efectivamente todos los **residuos coloridos y aromas** en todas las superficies de contacto con alimentos como **tablas, loza, trapos, equipos y utensilios**.



Especificaciones

- Uso Principal:** Desinfección grado alimenticio.
- Área de Uso:** Manejo de alimentos y utensilios.
- Accesorio sugerido:** Paño RM microfibra STD.
- Dilución Máxima:** 1.5ml. x 1lt.
- Aplicaciones por litro:** 667.

Evita enfermedades al eliminar el 99.9% de las bacterias presentes en los alimentos y en las superficies en contacto con ellos.

Al entrar en contacto con el agua **EcoBleach** se degrada en agua y sal común, lo cual lo hace efectivo contra los gérmenes y de bajo riesgo para la salud.

Accesorios Recomendados

Paño RM Microfibra STD

Código

- FT-6011
- FT-6012
- FT-6013
- FT-6014



Cubeta retén 3 cuart rojo



o Código JR-25

Modo de empleo

| Aplicación | Dosis de Ecobleach por litro de agua | | Tiempo de Exposición |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------|----------------------|
| | Medida | mL | |
| • Purificación de Agua | 2 gotas | 0.01 | 30 minutos |
| • Desinfección de frutas y verduras | 15 gotas | 0.75 | 5 minutos |
| • Desinfección de trapos | 30 gotas | 1.5 | 5 minutos |
| • Desinfección de utensilios | 30 gotas | 1.5 | 5 minutos |
| • Superficies de trabajo | 30 gotas | 1.5 | 2 minutos |
| • Blanqueamiento de trapos y tablas | 1/4 taza | 60 | 30 minutos |
| • Limpieza de pisos | 1/16 taza | 15 | 2 minutos |

Línea Eco

